











Produkts	Pielietojums	Pielietojuma precizējums	Īpatsvars (%)	Iedarbības laiks	Kad izmantot?	Piezīmes	Iepakojumi
 Orbis mazgāšanas šķidrums	Roku mazgāšanai		100%		Saskatāmi netīras rokas vienmēr nomazgājiet.	Samitriniet rokas, uzmanīgi saziēpējiet, noskalojiet.	MD121940 Dispensera pudele 1 l MD121942 Pudele ar sūkni 0,5 l
 Orbis roku skalošanas līdzeklis	Roku dezinfekcijai		100%	3–5 ml 30 s 3–5 ml 60 s	Pirms pieskaršanās pacientam. Pirms un pēc ārstnieciskām manipulācijām. Pēc iznākšanas no ārstniecības vietas.	30 s higiēniska roku dezinfekcija 60 s ķirurģiska roku dezinfekcija	MD121939 Dispensera pudele 1 l MD121941 Pudele ar sūkni 0,5 l
Orbis ātrdarbīgs dezinfekcijas līdzeklis	Virsmām un ārstniecības nodalījumiem	Pret alkoholu noturīgām virsmām	100%	Nožušanas laiks	Pēc katra pacienta	Noslauka ar samitrinātu lupatiņu, lieko šķidrumu nospiežot.	MD121936 Pudele ar sūkni 0,5 l MD121936 Kanna 5 l
 Orbis ātrdarbīgs dezinfekcijas līdzeklis Salvetes							MD125294 Salvetes 20x20 cm 150 gab. MD125295 Salvetes uzpildei 100 gab.
Orbis virsmu dezinfekcijas koncentrāts	Ārstniecības telpu vispārējai tīrīšanai	Neinvazīvās ārstēšanas ierīcēm, apšuvumiem un grīdām	1% 2%	60 min* 15 min	Dienas beigām	Nepiesārņots šķidrums ir derīgs apmēram 30 dienas. Tīrīšanas līdzekļa atlikuma veidošanās novēršanai virsmas reizi nedēļā notīriet ar tīru ūdeni.	72141 Dozēšanas pudele 1 l 72140 Kanna 5 l
 Orbis siekalu atsūcēja mazgāšanas un dezinfekcijas koncentrāts	Siekalu atsūcējiem		2%		1–2 reizes dienā	Atsūcējā dozējot ievadiet 1 l šķidruma.	MD115162 Dozēšanas pudele 1 l MD117008 Kanna 5 l
 Orbis splaujamtrauku tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis	Splaujamtraukiem, piemērots arī WC telpām		100%	Vismaz 1 min	1–2 reizes dienā	Dozējiet, ļaujiet iedarboties un noskalojiet.	MD115211 Pudele ar snīpi 750 ml
 Orbis nospiedumu dezinfekcijas līdzeklis	Algināta, silikona un poliētera nospiedumiem Pabeigtiem vai nepabeigtiem protezēšanas darbiem	Dezinfekcija iegremdējot	100%	2 min**	Pēc nospiedumu noņemšanas	Pirms nospiedumu nosūtīšanas uz laboratoriju tos vienmēr dezinficējiet. Lietojamā šķidruma nomaiņas intervāls ir 3–7 dienas vai tad, kad šķidrums kļuvis saskatāmi netīrs. Precīzi ievērojiet par iedarbības laiku sniegtos norādījumus.	72134 Pudele 1 l 72133 Kanna 5 l
Orbis Tray Cleaner tīrīšanas koncentrāts nospieduma karotēm	Nospieduma materiāla atlieku noņemšanai no instrumentiem.	Atbrīvo instrumentus, piemēram, nospieduma karotes no algināta, cinka oksīda eigenola, karboksilāta un fosfāta cementa, ka arī termoplastiskiem vaskiem.	5–10%, nepieciešamības gadījumā 100%	45 min	Nepieciešamības gadījumā	Iegremdējiet tīrāmos instrumentus šķīdumā. Šķīdumu var izmantot arī ultraskaņas mazgātājā. Piemērots nerūsošiem materiāliem. Uzmanību! Hromu, niķeli un alumīniju saturošus izstrādājumus korozijas riska dēļ nedrīkst ievietot vienā un tajā pašā šķīdumā.	MD117137 <i>Orbis Tray Cleaner</i> 1 l
 Orbis instrumentu dezinfekcijas koncentrāts	Instrumentiem, sakņu apstrādes adatām	Dezinfekcija iegremdējot Piemērots izmantošanai arī ultraskaņas mazgātājā, kā arī ultraskaņas mazgātāja galvenajai tvertnei.	1% 2% 3%	60 min 30 min 15 min***	Uzreiz pēc lietošanas	Ja instrumenti ir saskatāmi netīri, tos vispirms nomazgājiet un tikai tad dezinficējiet iegremdējot. Pēc iedarbības laika labi noskalojiet un nožāvējiet. Izmantojamā šķidruma nomaiņas laiks ir 3–7 dienas	72131 Dozēšanas pudele 1 l 72131 Kanna 5 l
 Orbis urbju dezinfekcijas līdzeklis	Rotējošiem instrumentiem	Visiem urbjiem, t. sk. dimanta urbjiem, frēzēm, cietmetāla urbuljiem, pulēšanas uzgaļiem	100%	15 min****	Uzreiz pēc lietošanas	vai tad, kad šķidrums kļuvis saskatāmi netīrs. Ultraskaņas mazgātāja nostādināšanas trauka šķidrumu maina pēc katra lietošanas cikla.	72178 Pudele 2 l
audumi filtri atkritumi							

*Noro 6% 30 min** Noro 30 min*** TbB 3% 60 min**** TbB 30 min

Uzmanīgi izlasiet visas produktu lietošanas instrukcijas. Instrukcijas par higiēnu ir rekomendējošas. Par pacientu pieņemšanu atbildīgās personas ir atbildīgas par pieņemamas un pietiekamas higiēnas uzturēšanas prakses īstenošanu.



Tallinas iela 85, LV -1009 Rīga
Tālr.: +371-67844780
Fakss: +371-67290577
e-pasts: info@plandent.lv
www.plandent.lv
www.facebook.com/Plandent-SIA-346076612221181/

Datums

Atbildīgais par higiēnu

Drošības datu lapas