

PROPEX[®] II

JAUNĀS PAAUDZES APEX LOKATORS AR KRĀSAINU DISPLEJU



PADARIET SAKŅU KANĀLUS REDZAMĀKUS

DENTSPLY

PROPEX[®] II




REF A 1028

IZSTRĀDĀJUMA IEZĪMES

- Liels krāsu displejs, lai veicinātu failu izsekošanu
- Progresīva skaņas kontrole
- Darbina uzlādējams akumulators
- Jaunākā daudzfrekvenču tehnoloģija nodrošina saknes gala lokalizāciju lielākajā daļā sakņu kanālos
- Pilnībā automātiska ierīce


AUGŠĒJĀ KANĀLA ZONA

Kursors uz zoba ikonas norāda vīlītes dziļumu kanālā




SAKNES GALA ZONA


Paplašinātā saknes gala zona no 0,9 līdz 0,0



Kad tiek sasniegts saknes gals, atskan nepārtraukts skaņas tonis



Kad kursoru uz zoba ikonas rāda OVER, tas nozīmē, ka file ir dziļāk par saknes galu



CE
0459

Dentsply Maillefer • CH-1338 Ballaigues • Switzerland • www.dentsplymailefer.com

DENTSPLY

SPR/F19 01104.E/01/2007 - updated 07/2007